



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка
абсорбирующая
ACTICOAT[◇]
антимикробная с
нанокристаллами серебра
SILCRYST

297NT46521 RU_Nov17

СТЕРИЛЬНО Радиационный метод стерилизации.

Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Предназначено только для однократного использования. Повторная стерилизация не допускается. Хранить в сухом месте при температуре 25°C/77°F. Избегать воздействия света и температуры выше 50°C/120°F.

Описание

Антимикробная защитная повязка АСТИСОАТ состоит из трех слоев: внутреннего абсорбирующего вискозно-полиэфирного слоя и двух наружных слоев из полиэтиленовой не прилипающей сетки с нанокристаллами серебра.

АСТИСОАТ – это абсорбирующая раневая повязка, которая помогает регулировать влажную среду на поверхности раны. Повязка имеет атравматический нижний слой, который не прилипает к раневой поверхности, что позволяет свести к минимуму возможность травматических повреждений при смене повязки. Нанокристаллы серебра обеспечивают эффективную защиту от контаминации патогенными микроорганизмами из окружающей среды, способствуя быстрейшему заживлению раны. Нанокристаллическое серебро защищает рану и от микробов, присутствующих в ране, снижая риск ее вторичного инфицирования. АСТИСОАТ сохраняет антимикробные свойства в течение 3 суток.

Показания к применению для лечения ран:

АСТИСОАТ рекомендуется использовать в качестве абсорбирующей антимикробной повязки при лечении поверхностных и глубоких ран, включая пролежни, венозные трофические язвы, диабетические язвы, ожоги, реципиентные участки при пересадке кожи. АСТИСОАТ может так же использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

Показания к применению на местах введения катетера:

АСТИСОАТ 5 см x 5 см / 2» x 2» рекомендуется использовать в качестве антимикробной повязки на местах введения катетера. АСТИСОАТ 5 см x 5 см / 2» x 2» может так же использоваться при катетер-ассоциированных инфекциях. При использовании повязки в инфицированных местах введения катетера необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

Противопоказания.

- Не применять у пациентов с повышенной чувствительностью к серебру.
- Не применять у пациентов, во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ).
- Перед проведением радиационной терапии повязку следует удалить. Новую повязку можно накладывать в плановом порядке.

Меры предосторожности

- Не увлажнять для использования на местах введения катетера.
- Только для наружного применения.

- Повязка АСТИСОАТ не совместима с препаратами на масляной основе, такими как вазелин.
- Избегать контакта повязки с электродами или токопроводящими гелями во время электронных измерений, например, при ЭЭГ и ЭКГ.
- Не использовать при изменении цвета повязки.
- Поступали сведения о возникновении временной боли при использовании АСТИСОАТ. Вероятность возникновения болевых симптомов можно минимизировать, следуя инструкции по применению. Если боль была длительной, снимите повязку и прекратите её использование.
- АСТИСОАТ следует использовать для лечения недоношенных детей (менее 37 недель беременности) только в том случае, когда польза от применения продукта превышает потенциальный риск. Данные клинических исследований для этой группы детей отсутствуют, если лишь ограниченные сведения по его использованию для доношенных новорожденных.

Инструкция по применению на ранах:

- Извлеките повязку АСТИСОАТ из упаковки, сохраняя стерильность.
- Смочите поверхность повязки питьевой водой (НЕ используйте физиологический раствор). Удалите излишки воды до аппликации, положив повязку на стерильную поверхность на 2 минуты.
- При необходимости вырежьте повязку по форме раны.
- Наложите повязку на поверхность раны.
- Зафиксируйте повязку АСТИСОАТ вторичной повязкой, которая будет поддерживать влажную раневую среду. При большом количестве экссудата в ране, используйте абсорбирующую вторичную повязку, при этом пленочные покрытия не рекомендуются.
- Сохраняйте повязку влажной, но не настолько, чтобы вызвать мацерацию кожи.
- Меняйте повязку в зависимости от количества экссудата и состояния раны. Повязку рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 суток.
- При высыхании или прилипанию повязки к ране, смочите или промокните повязку, чтобы легче её снять и не травмировать заживающую рану.


Инструкция по применению в местах введения катетера:

- Извлеките повязку АСТИСОАТ из упаковки, сохраняя стерильность.
- Не увлажняйте повязку при использовании на местах введения катетера.
- Вырежьте повязку необходимой формы.
- Закрепите повязку АСТИСОАТ при помощи вторичной полукклюзионной повязки, фиксируя при этом катетер.
- Ежедневно осматривайте повязку, меняйте ее в зависимости от количества экссудата и состояния места введения катетера, смочите или промокните повязку, чтобы легче её снять и не травмировать место введения катетера.

Примечание: АСТИСОАТ может вызвать транзитное изменение цвета окружающей кожи.

Ассортимент		
Код	Размер	Штук в упаковке
66000808	5 см x 5 см / 2» x 2»	5
66000789	10 см x 10 см / 4» x 4»	5
66000791	10 см x 10 см / 4» x 4»	12
66000792	10 см x 20 см / 4» x 8»	12
66000793	20 см x 40 см / 8» x 16»	6
66000794	40 см x 40 см / 16» x 16»	6
66000795	10 см x 120 см / 4» x 48»	6
» – дюймы		

Производитель

 Smith & Nephew Medical Limited, Hull
HU3 2BN, Англия
° Торговые знаки Smith & Nephew
© Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013
Номера патентов:
US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275
www.smith-nephew.com



**УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:**

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1 Тел:
+7 (495) 755-55-03